

MEMBRANE OSMOSI INVERSA

MEMBRANE OSMOSI INVERSA USO DOMESTICO

Codice	Membrane Osmosi Inversa uso Domestico	Prezzo €
11-1	Membrana Osmosi Inversa TFC-1812 50GPD	
11-2	Membrana Osmosi Inversa TFC-1812 75GPD	
11-3	Membrana Osmosi Inversa TFC-1812 100GPD	
TFC3012	Membrana Osmosi Inversa TFC-3012 300GPD	
TFC3013	Membrana Osmosi Inversa TFC-3013 400GPD	

DATI TECNICI MEMBRANE OSMOSI INVERSA USO DOMESTICO

MODELLO MEMBRANA	Produzione nominale	Superficie attiva	Test pressione	Rilezione media	Recupero	Salinità max
	lt / giorno ⁽¹⁾	m ²	bar	%	%	mg/l TDS
TFC-1812-50	204	0,4	4,5	97	15	
TFC-1812-75	283	0,4	4,5	97	15	
TFC-1812-100	378	0,5	4,5	97	15	
TFC-3012-300	1.135	1,4	4,5	97	10	
TFC-3013-400	1.514	1,7	4,5	98	10	

(1) Valore indicativo ricavato in condizioni di laboratorio e basato su acqua con 500 ppm NaCl, pH 7,5 temperatura 25 °C, pressione operativa e recupero come da tabella sopra descritta. La portata di ciascun elemento può variare di +/- 15% ed inoltre la portata può variare notevolmente anche in funzione della salinità e della temperatura dell'acqua di alimentazione (+/- 3% per ogni °C).



11-1

TFC3012

TFC3013

MEMBRANE OSMOSI INVERSA USO PROFESSIONALE

Codice	Membrane Osmosi Inversa uso Professionale	Prezzo €
MEMRO001	Membrana Osmosi Inversa LP-2514 220GPD (low pressure)	
MEMRO002	Membrana Osmosi Inversa LP-2521 370GPD (low pressure)	
MEMRO003	Membrana Osmosi Inversa LP-2540 800GPD (low pressure)	
MEMRO004	Membrana Osmosi Inversa LP-4021 1000GPD (low pressure)	
MEMRO005	Membrana Osmosi Inversa LP-4040 2500GPD (low pressure)	
MEMRO006	Membrana Osmosi Inversa BW-4040 2500GPD (high rejection)	

DATI TECNICI MEMBRANE OSMOSI INVERSA USO PROFESSIONALE

MODELLO MEMBRANA	Produzione nominale	Superficie attiva	Test pressione	Rilezione media	Recupero	Salinità max
	m ³ / giorno ⁽¹⁾	m ²	bar	%	%	mg/l TDS
LP-2514	0,8	0,7	10,5	99	8	
LP-2521	1,4	1,2	10,5	99	15	
LP-2540	3,0	2,6	10,5	99	15	
LP-4021	3,8	3,3	10,5	99	15	
LP-4040	9,5	7,5	10,5	99	15	
BW-4040	9,5	7,5	15,5	99,5	15	

(1) Valore indicativo ricavato in condizioni di laboratorio e basato su acqua con 2.000 ppm NaCl, pH 7,5 temperatura 25 °C, pressione operativa e recupero come da tabella sopra descritta. La portata di ciascun elemento può variare di +/- 15% ed inoltre la portata può variare notevolmente anche in funzione della salinità e della temperatura dell'acqua di alimentazione (+/- 3% per ogni °C).

